

# Chromatografie

NT-ASS - Niveau E

Name:

26.11.21

---

## Anleitung

Nimm einen Kaffeefilter.



Reisse den Filter in zwei gleiche Teile.



Male mit dem Filzstift einen Punkt etwa 4 cm vom unteren Rand gemessen auf das Filterpapier.



Fülle den Becher etwas mehr als die Hälfte mit Wasser.



Lege das Filterpapier in den Becher.

### ACHTUNG:

- Der Farbpunkt darf nicht im Wasser sein.
- Der Farbpunkt darf nicht am Becher anliegen.
- Das Filterpapier muss ins Wasser reichen.



Nimm das Filterpapier erst heraus, wenn der Farbpunkt sich nicht mehr verändert.